




# KENOTEST

**CID LINES®**  
*Believe in hygiene!*



made in Belgium

# KENOTEST

## COMPOSICIÓN:

Cada litro de Kenotest contiene:

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lauril sulfato de sodio ..... | 50.5 g |
| 2-Butoxietanol .....          | 30.3 g |
| Excipientes c.s.p. ....       | 1 L    |

## INDICACIONES:

Test para la determinación de células somáticas en leche.

## MODO DE EMPLEO:

- Desechar los 3 primeros chorros de leche de cada pezón. Contienen bacterias que pueden influir negativamente en la prueba.
- Cada compartimiento corresponde a un cuarto de la ubre. Añadir 2 ml de Kenotest en cada compartimiento por medio del aplicador.
- Añadir 2 ml de Kenotest en cada compartimiento por medio del aplicador.
- Mezclar aproximadamente 15 segundos en la paleta de prueba (no incluido) con movimientos circulares horizontales.
- Después de 30 segundos, comparar el aspecto de cada mezcla con la tablea y determinar el nivel de células de cada cuarto.
- Escurrir el líquido, limpiar profundamente la paleta de prueba y secar bien antes de empezar con la siguiente prueba.
- La tabla para la interpretación de los resultados, se puede encontrar en la ficha técnica. Con 1 frasco de Kenotest de 1L se pueden mostrar 125 vacas ó 250 ovejas - cabras.

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES::

Disponga de una manera segura de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales. No arrojar a las alcantarillas o fuentes de agua. Deposite los envases utilizados en el colector post-consumo más cercano.

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura inferior a 30°C, proteger de la luz solar.

## PRESENTACIÓN:

Botella por 1 litro.

